


MASQUE CHIRURGICAL ENFANT - TYPE II



Nom du produit	Masque chirurgical enfant Type II à usage unique
Référence	003MSK3PL
Description	Masque chirurgical 3 plis - Type II. Très haute efficacité de filtration, multicouches résistant à la projection des liquides humains. Avec barrette nasale. Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage. Hypoallergénique. 2 élastiques auriculaires larges et confortables. Taille : unique (enfant) Durée d'utilisation maximum : 4h00
Efficacité	EFB \geq 98% d'un aérosol de taille moyenne 3 μ m
Couleur	Motif ou uni
Dimensions	17,5 x 9,5 cm (+/- 5 mm)
Composition	Face interne/externe : Polypropylène non-tissé ; Filtre : Tissus meltblown Conforme à la norme CE NF EN14683:2019
Informations complémentaires	
Pays d'origine	RPC (République Populaire de Chine)
Précautions d'utilisation	Une fois mis en place le masque ne doit plus être touché. Le masque doit être remplacé à chaque changement d'activité. Le masque doit être jeté dès qu'il est mouillé ou souillé.

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par l'importateur :

FT_MASQUE_ENFANT_003MSK3PL_97PACK

LOGISTIQUE

Conditionnement BOÎTE DE 50 PCS
CARTON DE 2000PCS (40 BOÎTES DE 50PCS)

Stockage Durée de vie : 2 ans
Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil
Stockage entre 5°C et 40°C



Mise en place du masque à élastiques



Préformer la barrette nasale, adaptez-la à la forme du nez en étirant le bas du masque sous le menton.



Positionner les élastiques aux contours des oreilles. Tout en maintenant la barrette nasale, ajuster le bas du masque sous le menton.



Pour une étanchéité parfaite du masque, s'assurer qu'il épouse bien la forme du visage.

Tous les renseignements fournis ci-dessus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés par l'importateur :

MAGHO COMPAGNIE SARL
18 ÎLOT 3 PAE LA MARE 97438 STE MARIE
TEL : 0262 311 888 / FAX : 0262 293 601
MAIL : 97@97PACK.RE / WEB : MAGHO.RE