

DESCRIPTION PRODUIT	
Désignation	Culottes Absorbantes Pull-Up
Taille	<b>T1 - Small</b>
Référence	<b>22014100</b>
Code EAN-13	3 401 046 876 432
Capacité d'absorption ISO (ml)* **	<b>1500 ml</b>
Repère d'absorption	●●●●●
Couleur PE	Blanc
Dimension totale (cm)**	20/22 x 14/37
Tour de Hanche (cm)**	60 - 90



\* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

\*\* Tolérance +/- 5%

PACKAGING	
Nb d'unités / sachet	14
Nb de sachets / carton	6
Nb d'unités / carton	84
Dimensions UVC (mm)	250 x 160 x 220

DONNEES LOGISTIQUES	
Dimensions carton (mm)	575 x 224 x 428
Poids du carton (kg)	6,42
Nb de cartons / palette	35
Hauteur de palette (m)	2,35
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

COMPOSITION	
<b>Voile interne</b>	Respirant et protecteur :
Origine France et Italie	100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded
<b>Coussin, tampon ou matelas</b>	Concentration des liquides au cœur du tampon :
Origine USA	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose)
Origine France	- SAP Polymère Super Absorbant
Origine Italie	(microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium)
	- Bande d'acquisition hydrophile NT en fibres de polyester Highloft
	(assure la garde au sec)
<b>Voile externe</b>	Sensation coton, doux et discret :
Origine France et Italie	100% Polyéthylène intraversable
	recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES	
<b>Adhésif gris au dos</b>	Indique l'arrière du produit et la taille. Ce tape permet d'enrouler la protection après usage - Origine Turquie
<b>Ceinture élastique</b>	Ceinture en non-tissé extra doux et respirant. Élasticité grâce aux fils de Lycra croisés sur toute la largeur de la ceinture pour un ajustement optimal. Soudure des côtés à l'ultra-son, sans colle.
<b>Barrières anti-fuites</b>	Barrières intégrales en non-tissé hydrophobe de chaque côté de la protection pour une utilisation en toute confiance
<b>Fronces à l'entrejambe</b>	Fils de Lycra® soudés à l'ultrason sur les barrières anti-fuites et sur le non-tissé à l'entrejambe - Origine Allemagne
<b>Indicateur d'humidité</b>	Témoin de saturation : sur la face externe de la protection, l'encre Willet de traçabilité s'efface lorsque la protection est saturée - Origine France
<b>Repérage des tailles</b>	2 indicateurs : Inscription standard (S/M/L/XL) sur le voile externe + sur l'adhésif à l'arrière



# amd Pant

Sous-vêtement absorbant

Pour plus de liberté, se porte comme un sous-vêtement ordinaire



Voile respirant pour une peau plus saine  
Les matières en non-tissé perméable à l'air favorisent la respiration de la peau pour limiter les risques d'irritation



Ajustement parfait grâce à sa double ceinture élastique  
Coutures latérales déchirables pour un retrait facile après usage



Barrières anti-fuites intégrales pour une sécurité maximale

Super absorbant disposé au centre du tampon pour retenir odeurs et bactéries



Témoin d'humidité qui s'efface au contact de l'urine  
Taille et absorption sur le voile externe de la protection  
Adhésif enrouleur avec taille au dos



Absorption rapide et totale grâce à son tampon multi-couches



Testé dermatologiquement



Soudures ultra-son (pas de colle en contact avec la peau)



Matières premières non irritantes, haute tolérance cutanée pour les peaux les plus sensibles

Sans latex



Certifié ISO 14001, ISO 9001 et PEFC

Un système de management dédié aux enjeux du développement durable

Des matières premières ECO-RESPONSABLES recyclées, choisies pour leur performance technologique au service de nos produits



- Emballage avec poignée de transport
- Ouverture prédécoupée sur le côté
- Emballage recyclable
- Tailles et absorptions (gouttes et couleurs) visibles sur toutes les faces



## Gamme complète

medium	normal	●●●●●	small	super	●●●●●
large	normal	●●●●●	medium	super	●●●●●
medium	extra	●●●●●	large	super	●●●●●
large	extra	●●●●●	medium	maxi	●●●●●
x-large	extra	●●●●●	large	maxi	●●●●●
			x-large	maxi	●●●●●