

FLOORS



EU ECOLABEL:
BE/020/011



REF DHI 1L POIGNEE: CE99ELX1

- >> FAIT BRILLER SANS LAISSER DE TRACES
- >> NON MOUSSANT
- >> AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE
- >> SENTEUR FLEUR DE GRENADIER



Nettoyant multi-usages Détergent neutre



POUR UN LAVAGE ÉCOLOGIQUE DE VOS SOLS ET SURFACES ET LA GARANTIE D'UN RÉSULTAT IMPECCABLE.

La gamme GREEN'R est la garantie de produits très efficaces et respectueux de l'environnement. Satisfaire aux exigences de l'Ecolabel européen, c'est répondre à un cahier des charges très strict, des critères de performance et environnementaux rigoureux.


Le respect de l'environnement est une responsabilité de chacun d'entre nous à chaque instant.



UTILISATION:

GREEN'R FLOORS est un nettoyant multi usages très performant. Dilué, en utilisation manuelle ou en machine industrielle (auto-laveuse), ce nettoyant ecolabelisé de pH neutre, en dilution, non moussant et agréé contact alimentaire vous assure un nettoyage efficace de tous les sols et de toutes les surfaces lavables y compris les sols protégés et surfaces fragiles. Adapté pour des entretiens réguliers, il redonne brillance et éclat. Il agit rapidement et laisse une odeur florale douce et fraîche très agréable sans laisser de traces.

GREEN'R FLOORS a un impact sur l'environnement très réduit.



MODE D'EMPLOI :

GREEN'R FLOORS s'applique dilué pour les sols et surfaces en application manuelle ou en machine industrielle.

Un rinçage est obligatoire dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire. Sa formulation lui permet un rinçage facilité.

DOSAGE RECOMMANDÉ:

Dosage de référence pour sol sale : 5g/L (0,5%) soit 40ml pour 8L d'eau.

Dosage pour sol peu souillé: 2,5g/L (0,25%) soit 20mL pour 8L d'eau.

LÉGISLATION:

99,43% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

Uniquement pour usage professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.


CARACTÉRISTIQUES:

Liquide vert parfumé
pH à 1% environ 8,2
pH 8,5-9,5
Densité 1,005-1,015

RÉFÉRENCES:

547509	250 x 20 mL
547502	12 x 1 L
547501	4 x 1L One2dose
547503	2 x 5 L

UTILISATION DU ONE2DOSE:



1

A la première utilisation retourner le flacon en gardant le capuchon fermé pour charger la première dose dans le bouchon doseur, cette opération n'est nécessaire que lors de la première utilisation.

2

Pour doser le produit, ouvrir le capuchon retourner le flacon en le tenant bien à la verticale, la dose de 20 mL est distribuée.

3

Retourner le flacon dans sa position initiale pour recharger la dose qui servira au prochain dosage et ainsi de suite jusqu'à la fin du flacon.