



MASQUE 3 PLIS DE TYPE CHIRURGICAL IIR



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DESCRIPTION

Référence: 3P-IIR-98LEM
Trademark: Ergum Medical

Masque de taille adulte à usage unique avec barrette nasale pour assurer une meilleure protection. Deux élastiques auriculaires pour une utilisation facile. Excellente respirabilité grâce à son pliage anatomique qui augmente ainsi le volume intérieur du masque.

Ce produit répond aux normes de masques 3 plis chirurgicaux de Type IIR, en accord avec le standard européen EN 14683:2019+AC:2019.

UTILISATION

Le masque chirurgical 'Type IIR' est destiné à être utilisé par des professionnels de santé dans une salle d'opération ou dans d'autres contextes médicaux ayant des exigences similaires. La mention "R" indique une protection contre les jets liquides (Synthetic Blood Penetration EN 14683:2019).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


Le marquage CE du produit se fait en application de la norme "EU Directive on Medical Devices 93/42/EEC Annex V11, Class 1". Les types IIR doivent respecter la norme EN 14683:2019. Les masques doivent passer avec succès un test dit : BFE (Bacteria Filter Effect) en accord avec les normes et réglementations de la directive "EU Medical Device Directive 93/42/EEC annex VII, Class 1" et en accord avec la norme EN 14683:2019 (AS 4381:2015) pour les types IIR.

Les masques sont non stériles.

MASQUE TYPE IIR NON STÉRILE

TEST	TYPE I	TYPE II	TYPE IIR
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), (%)	≥95	≥98	≥98
Pression différentielle (Pa/cm ²)	<40	<40	<60
Pression de résistance aux éclaboussures (kPa)	Not Required	Not Required	≥16,0
Propreté microbienne (cfu/g)	≤30	≤30	≤30

SPÉCIFICATIONS



COMPOSITION

4 Couches filtrantes: 4 couches soudées par ultrasons
Couche externe: 25gr. Non tissé, imperméable
Couche de filtration: 22 gr."Melt-blown"
Couche intérieure: 25 gr. Non tissé
Poids unitaire: ± 2.7gr

ENTREPOSAGE

Garder à distance des enfants. Ne pas utiliser si le masque est sale ou détérioré. Le temps de port conseillé est de 4 heures. Garder les cartons dans un endroit ventilé et sec (moins de 80% d'humidité), à l'abri de la lumière.


DURÉE DE STOCKAGE

DLUO 2 ans après la date de production.




BOÎTE COULEUR / EMBALLAGE BOÎTE

Boîte Couleur (50 masques) avec marquage en 6 langues (FR-EN-DE-NL-IT-ES)



Sachet 'fermable' de 10 masques (FR-EN-DE-NL-IT-ES)




OPTIONS DE LIVRAISONS SUR PALETTES

Carton Export : 2250 masques

Layers : niveaux. Full Truck : camion complet



PAL 80*120



3 niveaux
12 ctn / niveaux
27K pcs / pal
33pal / 891,000pcs / camion complrt
dims 80*120*195cm

PAL 100*120



3 niveaux
15 ctn / niveaux
33,750 pcs / pal
26pal / 877,500pcs / camion complrt
dims 100*120*195cm

